

クラミジアトラコマチス・淋菌 - PCR 用容器 変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度クラミジアトラコマチス・淋菌 - PCR 用容器の販売中止に伴い、下記のように同一メーカーが販売する改良品に変更させていただくことに致しました。誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

項目 コード	容器番号 67		備考
	コバス PCR スwab検体採取セットⅢ	コバス PCR 尿・うがい液採取セットⅡ	
1877 2310		ラインの間に収まるように検体を添加して下さい。 	メディア液の組成・内容量、ご使用上の運用方法に変更はございません。

変更箇所詳細

- ・専用採取容器のキャップ（蓋）の構造が改良され、色が濃い黄色になりました。
- ・専用採取容器のチューブの径が 1 mm 程度細く、ラベルサイズが短くなりメディア内の液量が見易くなりました。
- ・Swabがぬぐい用の太いドライSwab 1 本と検体採取用の細いフロックスワブ 1 本に変更になりました。

- 本案内以降、順次切替させていただきます。