

「尿中メチルイソブチルケトン」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、標記項目は株式会社 LSIメディエンスから中災防(中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター)に再委託しておりましたが、この度、株式会社 LSIメディエンスで検査を実施することとなりました。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

● 4388 尿中メチルイソブチルケトン

変更内容	新	旧
項目コード	4388	同左
検査項目名	尿中メチルイソブチルケトン	同左
検査方法	GC	ヘッドスペースGC/FID
検体量/保存方法	尿 5 mL / 冷蔵 [容器番号:28番]* ^{1,2}	尿 15 mL / 冷蔵(凍結不可) [専用容器]
基準値	1 mg/L 以下	1.0 mg/L 以下
所要日数	6~12日	21~31日
報告下限	0.1 mg/L 未満	同左
報告上限	9,990,000 mg/L 以上	99999.9 mg/L 以上
報告桁数	小数1位、有効3桁	小数1位
検査実施料/判断料	未記載	同左
委託先	株式会社 LSIメディエンス	株式会社 LSIメディエンスから中災防
備考	*1: 必ず専用検体(単独検体)として、5mLをご提出ください。 (他の尿項目と重複する場合は、必ず尿スピッツ2本をご提出ください。) *2: 採尿はその日の作業終了後に実施してください。 測定対象物質が揮発性物質のため、採尿後は直ちに28番容器に移注し、冷蔵にてご提出ください。	

変更期日

● 令和2年10月16日(金)受付日分より