

OCL Information

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目の測定委託先(株式会社LSIメディエンス 中央総合ラボラトリー)より、検査内容を変更する旨の連絡を受けましたのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目/変更内容

●裏面の一覧表をご覧ください。

変更期日

● 令和 8 年 4 月 1 日(水)受付日分より

●検査内容変更一覧

| 項目コード | 検査項目名 | 変更内容 | 新 | 旧 | 案内掲載 |
|-------|---------------|------|--|------------------|------|
| 1551 | 馬尿酸(HA) | 検査方法 | 酵素法 | LC-MS | P23 |
| | | 所要日数 | 3～4日 | 5～6日 | |
| | | 報告下限 | 濃度 0.1未満 (g/L) | 0.04～999,000 | |
| | | 報告桁数 | 小数1位、有効3桁 | 小数2位、有効3桁 | |
| 1552 | メチル馬尿酸(MHA) | 検査方法 | 酵素法 | LC-MS | P23 |
| | | 所要日数 | 3～4日 | 5～6日 | |
| | | 報告下限 | 濃度 0.1未満 (g/L) | 0.04～999,000 | |
| | | 報告桁数 | 小数1位、有効3桁 | 小数2位、有効3桁 | |
| 1367 | オステオカルシン(BGP) | 検査方法 | ECLIA | FEIA | P39 |
| | | 検体量 | 血清 0.4mL | 血清 0.3mL | |
| | | 保存方法 | 凍結 (12週) | 凍結 (4週) | |
| | | 基準値 | M 8.4～33.1ng/mL F (閉経前) 7.8～30.8 (閉経後) 14.2～54.8 | M 8.3～32.7 ng/mL | |
| | | 報告上限 | 999000ng/mL以上 | 1000000ng/mL以上 | |
| 1681 | KL-6 | 検査方法 | LA(ラテックス凝集比濁法) | CLEIA | P15 |
| | | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.3mL | |
| | | 保存方法 | 冷蔵 (1週) | 冷蔵 (4週) | |
| | | 報告下限 | 50 U/mL未満 | 10 U/mL未満 | |